

MR Iプロテクター 価格・仕様一覧

一般医療機器 放射線障害防護用器具

■生地素材

電磁波防護材	MGネット（ナイロン繊維70%・純銀コーティング30%）		
表地	ナイロン100%（防水・透湿）	裏地	ポリエステル100%（制菌・抗菌・消臭）
脇止め用Dカン	ナイロン100%	面ファスナー	ポリエステル100%

■ベスト JMDN：38356000（放射線防護用胸部前掛）医療機器登録番号：27B3X00308MPVT01

型式	色		サイズ		価格(税抜)
MPVT01-BLF	ブルー	定番	フリー	胴囲：75cm～110cm 腕周：～43cm 着丈：60cm 重量：280g	¥95,000
MPVT01-ORF	オレンジ	受注生産※			
MPVT01-YLF	イエロー	受注生産※			
MPVT01-BLL	ブルー	定番	ラージ	胴囲：110cm～135cm 腕周：43～58cm 着丈：65cm 重量：300g	¥110,000
MPVT01-ORL	オレンジ	受注生産※			
MPVT01-YLL	イエロー	受注生産※			

■フィットコート JMDN：38355000（放射線防護用前掛）医療機器登録番号：27B3X00308MPFC01

型式	色		サイズ		価格(税抜)
MPFC01-BLF	ブルー	定番	フリー	胴囲：75cm～110cm 腕周：～43cm 着丈：90cm 重量：440g	¥135,000
MPFC01-ORF	オレンジ	受注生産※			
MPFC01-YLF	イエロー	受注生産※			
MPFC01-BLL	ブルー	定番	ラージ	胴囲：110cm～135cm 腕周：43～58cm 着丈：95cm 重量：460g	¥150,000
MPFC01-ORL	オレンジ	受注生産※			
MPFC01-YLL	イエロー	受注生産※			

■パンツ JMDN：38367000（放射線防護用生殖腺防護具）医療機器登録番号：27B3X00308MPPT01

型式	色		サイズ		価格(税抜)
MPPT01-BLF	ブルー	定番	フリー	胴囲：～95cm 大腿囲：～55cm 総丈：35cm 重量：230g	¥80,000
MPPT01-ORF	オレンジ	受注生産※			
MPPT01-YLF	イエロー	受注生産※			
MPPT01-BLL	ブルー	定番	ラージ	胴囲：95～135cm 大腿囲：55～75cm 総丈：40cm 重量：300g	¥90,000
MPPT01-ORL	オレンジ	受注生産※			
MPPT01-YLL	イエロー	受注生産※			

■ロールシートA JMDN：38357000（放射線防護用掛布）医療機器登録番号：27B3X00308MPRS01

型式	色		サイズ		価格(税抜)
MPRS01-BLF	ブルー	定番	フリー	腕・大腿囲：30～70cm 横巾：80cm 縦巾：50cm 重量：150g	¥45,000
MPRS01-ORF	オレンジ	受注生産※			
MPRS01-YLF	イエロー	受注生産※			
MPRS01-BLL	ブルー	定番	ラージ	腕・大腿囲：45～85cm 横巾：95cm 縦巾：50cm 重量：180g	¥50,000
MPRS01-ORL	オレンジ	受注生産※			
MPRS01-YLL	イエロー	受注生産※			

■ロールシートB JMDN：38357000（放射線防護用掛布）医療機器登録番号：27B3X00308MPRS02

型式	色		サイズ		価格(税抜)
MPRS02-BLF	ブルー	定番	フリー	胴囲：70～110cm 横巾：120cm 縦巾：30cm 重量：140g	¥45,000
MPRS02-ORF	オレンジ	受注生産※			
MPRS02-YLF	イエロー	受注生産※			
MPRS02-BLL	ブルー	定番	ラージ	胴囲：100～140cm 横巾：150cm 縦巾：30cm 重量：170g	¥50,000
MPRS02-ORL	オレンジ	受注生産※			
MPRS02-YLL	イエロー	受注生産※			

■ミトン JMDN：38365000（放射線防護用ミトン）医療機器登録番号：27B3X00308MPMT01

型式	色		サイズ（フリー）		価格(税抜)
MPMT01-BLF	ブルー	定番	フリー	手足サイズ：～27cm 重量：60g 挿入口巾：20cm バルーン挿入口巾：9.5cm	¥30,000
MPMT01-ORF	オレンジ	受注生産※			
MPMT01-YLF	イエロー	受注生産※			

■ネックガード JMDN：38358000（放射線防護用カラー）医療機器登録番号：27B3X00308MPNG01

型式	色		サイズ（フリー）		価格(税抜)
MPNG01-BLF	ブルー	定番	フリー	首周り：～50cm 重量：60g 襟巾：21cm 立ち襟高さ：5cm	¥30,000
MPNG01-ORF	オレンジ	受注生産※			
MPNG01-YLF	イエロー	受注生産※			

※受注生産の納期は発注後2～3週間

2019/11/12