

住友病院放射線科 MRIプロテクター3.0Tでの臨床使用頻度と明細

期間：平成29年10月～令和3年1月

3.0T総検査数	11734
プロテクター総使用件数	1029

⇒

ネック単体	16
ベスト（ネックと併用）	506
パンツ	217
ロールシート	330
ミトン	60

使用率

⇒ **8.77** %

体内金属	ネック	ベスト	パンツ	ロールシート	ミトン
頸部ステント	7	8	2	0	0
ペースメーカー	0	0	0	0	0
胸骨ワイヤー	0	66	3	2	0
心ステント	1	336	15	15	1
腹部ステント	0	26	21	2	0
胆嚢クリップ	0	24	2	0	0
腹膜透析	0	1	1	0	0
PLIF	8	59	35	13	0
THR	0	11	154	15	3
TKR	0	14	14	197	3
四肢ボルト	0	17	2	111	13
刺青・アートメイク	0	12	1	5	2
指輪	0	1	3	3	45
その他	3	9	2	5	1

検査	ネック	ベスト	パンツ	ロールシート	ミトン
頭部検査	4	396	142	144	22
頸部検査	0	2	5	3	0
胸部検査	0	5	5	13	2
腹部検査	4	8	24	37	6
骨盤部検査	1	30	1	38	11
脊椎検査	4	30	22	68	16
上肢検査	1	10	8	8	0
下肢検査	2	25	10	19	3

# 住友病院放射線科 MRIプロテクター1.5Tでの臨床使用頻度と明細

期間：平成29年10月～令和3年1月

1.5T総検査数	10110
プロテクター総使用件数	697

⇒

ネック単体	4
ベスト（ネックと併用）	382
パンツ	165
ロールシート	210
ミトン	31

使用率

⇒ **6.89** %

体内金属	ネック	ベスト	パンツ	ロールシート	ミトン
頸部ステント	2	1	0	0	0
ペースメーカー	0	5	0	0	0
胸骨ワイヤー	0	74	0	4	0
心ステント	0	237	16	15	1
腹部ステント	0	18	13	0	0
胆嚢クリップ	0	1	1	0	0
腹膜透析	0	0	0	0	0
PLIF	1	46	46	15	0
THR	0	20	112	21	1
TKR	0	13	21	120	0
四肢ボルト	1	11	4	70	5
刺青・アートメイク	0	12	2	9	3
指輪	0	1	1	1	22
その他	0	3	1	3	1

検査	ネック	ベスト	パンツ	ロールシート	ミトン
頭部検査	2	338	120	87	13
頸部検査	0	6	6	4	0
胸部検査	0	0	1	0	0
腹部検査	0	3	19	40	5
骨盤部検査	1	4	2	10	1
脊椎検査	1	18	14	59	10
上肢検査	0	1	2	3	0
下肢検査	0	12	1	7	2